



São Cristóvão Saúde reforça UTI Neonatal com tecnologia de ponta em Ventilação de Alta Frequência

Equipamento oferece proteção pulmonar e cerebral aos pequenos pacientes



Anunciando um importante avanço nas alas Pediátrica e Neonatal, o Grupo São Cristóvão Saúde adquiriu o moderno equipamento de Ventilação de Alta Frequência e Alto Fluxo (VAF/HFO), projetado para atender desde os pacientes mais frágeis (como recém-nascidos prematuros com peso inferior a 500 gramas) até crianças de 20 quilos (aproximadamente 6 anos).

O modelo VN 600, da marca Dräger - líder de mercado e referência em ventilação mecânica – é destinado a casos críticos de insuficiência respiratória ou hipoxemia (baixa oxigenação) que não respondem aos métodos

Fique por dentro do que acontece no Grupo São Cristóvão Saúde!

convencionais. Dessa forma, o aparelho oferece uma respiração rítmica e segura, ajustando automaticamente a pressão para entregar o volume de ar necessário via tecnologia de Volume Garantido (HFO-VG), o que evita a sobrecarga pulmonar. Ou seja, em um único equipamento, a equipe assistencial pode alternar entre: ventilação de alto fluxo, ventilação não invasiva (via máscara ou prong nasal), ventilação mecânica convencional e ventilação de alta frequência para quadros críticos. Essa versatilidade é muito eficaz no tratamento de patologias como pneumonia, bronquiolite, asma, entre outras. Uma estratégia de proteção vital, pois além de proteger o pulmão, o equipamento de alta performance também preserva a parte cerebral, uma vez que os bebês são altamente suscetíveis a lesões permanentes.



Tecnologia possui alarme 360°, identificando imediatamente possíveis intercorrências e permitindo a visualização por qualquer ângulo



O VN 600 proporciona respostas mais rápidas ao tratamento, menor tempo de recuperação e fisioterapia ventilatória preventiva

De acordo com a Vice-Diretora Clínica do São Cristóvão Saúde, Dra. Ludmila Ventura, aliar alta tecnologia ao cuidado humanizado é a prioridade da Instituição. “A chegada desse recurso tecnológico traz ainda mais segurança e precisão para a nossa rotina assistencial, pois é possível intervir, de forma imediata, em quadros

complexos, garantindo que o suporte respiratório seja o mais eficiente possível para a recuperação do paciente”.

Fique por dentro do que acontece no Grupo São Cristóvão Saúde!

Em conjunto com a precisão técnica, a tecnologia favorece o cuidado humanizado. Por ser silencioso, o aparelho reduz o estresse na Unidade de Terapia Intensiva e facilita o Método Canguru (contato pele a pele entre pais e bebês), fortalecendo o vínculo afetivo sem interromper a assistência respiratória. Sua interface intuitiva registra todos os dados e tendências do paciente, contando ainda com um sistema de alarme 360°, que identifica imediatamente possíveis intercorrências e permite a visualização por qualquer ângulo, garantindo agilidade no atendimento pela equipe assistencial. A utilização do VN 600 na UTI Neonatal do São Cristóvão Saúde favorece o desenvolvimento dos pacientes, proporcionando respostas mais rápidas ao tratamento, menor tempo de recuperação e fisioterapia ventilatória preventiva.

“Priorizamos o que há de mais moderno para oferecer o melhor prognóstico de recuperação aos pacientes mais frágeis. Nosso compromisso é garantir um tratamento protetor, humanizado e uma resposta clínica rápida, reduzindo o tempo de internação e promovendo o desenvolvimento saudável de cada criança sob nossos cuidados”, afirma o Presidente/ CEO do Grupo, Presidente da Santa Casa de Francisco Morato, Vice-Presidente da ACSP, Vice-Presidente da FBAH e Diretor Financeiro da Fehosp, Eng^o Valdir Pereira Ventura.

Fique por dentro do que acontece no Grupo São Cristóvão Saúde!

Fique por dentro do que acontece no Grupo São Cristóvão Saúde!